

# IMPAX 6.5.1 Kratke upute: Jedinica intenzivne skrbi

## Prijava u IMPAX


1. Ako nije prikazan zaslon za prijavu, na radnoj površini dva puta pritisnite prečac **IMPAX Klijent**.  
Ili izaberite **Pokreni > Svi programi > Agfa IMPAX > IMPAX Klijent**.
2. Izaberite drugi klaster ili domenu.
3. U zaslon za prijavu u IMPAX, upišite svoj **ID korisnika** i **lozinku**.  
Lozinka je osjetljiva na mala/velika slova. Ako na tipkovnici imate aktiviranu tipku Caps Lock, kada pritisnete polje Lozinka pojavit će se poruka upozorenja.
4. Pritisnite **Prijava**.

## Pronalaženje bolesnika pomoću naredbe Traži

1. U području popisa pritisnite traku **Traži** te je tako raširite.
2. U polja Prezime, Ime, upišite bolesnikovo ime.  
Ili upišite **bolesnikov ID** u polje ID bolesnika ili Globalni ID bolesnika.
3. Iz popisa Trenutna lokacija bolesnika izaberite **bilo koja**.
4. Kao opciju možete izabrati pretraživanje po datumu.
5. Pritisnite **Traži**.


## Otvaranje studija iz radne liste

1. Za otvaranje studije samo u području teksta, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori tekst**.  
ili

Za otvaranje snimaka koje se odnose na studiju, desnom tipkom miša kliknite na studiju i izaberite **Otvori snimke**. 

2. Da biste uz studije otvorili relevantne prijašnje studije/snimke, pritisnite **Relevantnost**.


## Promjena formata zaslona studije

1. U gornjoj alatnoj traci područja snimke pritisnite **Odaberi format zaslona**. 
2. U izborniku formata zaslona pritisnite gumb formata koji želite primijeniti.


## Mjerenje udaljenosti između točaka

1. U gornjoj alatnoj traci područja snimke, iz izbornika gumba Oznake izaberite **Oznaka Mjerka**. 
2. Kliknite na početnu točku površine koju želite izmjeriti.
3. Kliknite na završnu točku.
4. Za pomicanje teksta mjerenja, središnju kontrolnu točku povucite na novu poziciju.
5. Za promjenu mjerenja, jednu od krajnjih kontrolnih točaka povucite na novu poziciju.
6. Za određivanje mjerenja, kliknite desnom tipkom miša.
7. Za brisanje mjerenja, pritisnite tipku **Obriši**.

## Prikaz prijašnjih studija iz Popisa studija

1. U području teksta prebacite na karticu (tab) **Radiologija**.
2. Studiju koja trenutačno nije otvorena, prikazite jednim klikom na **Otvori snimke**. 

## Gledanje opisa studije

1. Prikažite područje teksta za studiju koja je predmet interesa.
2. Ako je prozor studije sažet, proširite ga pritiskom na traku **Studija** u području teksta.
3. Da biste proširili prozor studije, povucite traku ulijevo ili traku Studija povucite prema gore.
4. Da biste dobili podatke za kontakt s liječnikom ili tehničarom navedenim u prozoru studije, pritisnite **Kontakt**. 

## Gledanje izvještaja

1. Prikažite područje teksta za bolesnika/studiju od interesa.
2. Ako je prozor Izvještaj sažet, raširite ga pritiskom na traku **Izvještaj** u području teksta i pogledajte izvještaj.
3. Za gledanje drugog izvještaja istog bolesnika, pritisnite na diktiranu studiju u popisu studija.
4. Osim toga, pogledajte ključne snimke vezane uz taj izvještaj.
5. Ako izvještaji dolaze iz IMPAX RIS-a, izaberite odgovarajući prikaz izvještaja.
6. Da biste povećali ključne snimke, "lebdite" pokazivačem miša nad lijevom stranom ključne snimke sve dok se pokazivač ne promijeni u dvostruku strelicu. Razvucite ključne snimke na potrebnu veličinu.
7. Otvorite ključnu snimku u području snimke desnim klikom, i izaberite **Prikaži**.

## Prečaci na tipkovnici: područje popisa








Za	Pritisni
Otvaranje baze znanja.	F1




## Prečaci na tipkovnici: područje snimke

Za	Pritisni
Listanje prema naprijed na sljedeću stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Down *
Listanje prema natrag na prethodnu stranicu, snimku ili karticu studije (ovisno o statusu alata Naprijed po ...).	Page Up *
Listanje prema naprijed na sljedećeg bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica udesno
Listanje prema natrag na prethodnog bolesnika u kružnom popisu ili otvaranje bolesnikove studije.	Strelica ulijevo
Listanje do prve snimke u seriji.	Home
Listanje prema naprijed na sljedeću studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema gore
Listanje prema natrag na prethodnu studiju trenutnog bolesnika.	Strelica prema dolje
Listanje do zadnje snimke u seriji.	End
Povratak na prvi okvir u listanju po preliminarno odabranim slojevima (Scout).	Home
Povećavanje snimke u sklopu alata Zum.	Page Up *
Smanjivanje snimke u sklopu alata Zum	Page Down *
Povratak na početno povećanje u sklopu alata Zum.	Home

Za	Pritisni
Povećavanje povećanja povećala.	Page Up **
Smanjivanje povećanja povećala.	Page Down **
Povratak na početno povećanje povećala.	Home
Otvaranje Dijaloga prilagođavanja.	F12
Otvaranje IMPAX 6.5.1 Klijent baze znanja.	F1

## Najčešći alati kliničkog pregledavanja

Gumb	Naziv	Upotreba
	Cine Viewer	Prikazuje serije snimaka u kontinuiranom slijedu ili kadar po kadar
	Birač kompozitnog izgleda	Ispisuje jednu ili više snimki studije na film-foliji ili papiru uz uobičajeni izgled
	Povećalo	Otvora zasebni prozor koji povećava dio snimke koji se nalazi ispod
	Oznaka Mjerka	Mjeri udaljenost između dviju točaka
	Prikvači/otkvači studije	Pričvršćuje studiju na mjestu i drži je vidljivom za vrijeme listanja drugih studija tog bolesnika
	Odaberi format zaslona	Definira kako su snimke, serije studije raspoređene u stupce i redove na području snimke na monitoru
	Pogledaj cijeli izvještaj	Prikazuje cijeli izvještaj u prozoru Izvještaj u području teksta

Gumb	Naziv	Upotreba
	Razina prozora	Mijenja svjetlinu i kontrast snimke podešavanjem vrijednosti središta i širine prozora te daje pristup prethodno određenim vrijednostima razine prozora
	Zum	Povećava ili smanjuje snimke u koracima
	Zum na cijeli zaslon	Povećava jednu snimku na punu veličinu zaslona