


登入 IMPAX

1. 若登入畫面未顯示，請在桌面上用滑鼠右鍵按一下 IMPAX Client 捷徑。
或選取「開始」>「所有程式」> Agfa IMPAX > IMPAX Client。
2. 選取不同的群集器或網域。
3. 在 IMPAX 登入畫面中輸入您的「使用者識別碼」與「密碼」。
密碼區分大小寫。若您的鍵盤啟用了 Caps Lock，則當您按一下「密碼」欄位時，系統即會顯示警告訊息。
4. 按一下「登入」。


若要從影像區域將檢查傳送至其他位置

1. 若要傳送兩個以上的檢查或影像序列，請使用「選擇影像」工具來選取要傳送的影像或影像序列。
2. 用滑鼠右鍵按一下影像，將該影像包含在傳輸中。
3. 從內文選單中，選取「傳送」>「檢查」、「序列」、「影像」或「選定影像」。
4. 在「傳送中」對話方塊的「傳送」清單內，選取傳送的目的地工作站。
5. 按一下「傳送」。

傳送檢查到其他工作站


1. 在工作清單或搜尋結果中選取要傳送的檢查。
2. 從工作清單列或「進階搜尋」選單  中選取「傳送」。
3. 在「傳送中」對話方塊的「傳送」清單內選取傳送的目的地工作站。
4. 按一下「傳送」。

視窗值：變更亮度和對比度


1. 從「影像」區域頂端工具列的「視窗值」按鈕選單中，選取「視窗值」。

2. 如有必要，可將視窗值範圍變更為影像、序列或檢查。
3. 按一下要調整的影像。
4. 使用下列方式調整亮度和對比度。
若要變更亮度（視窗中心數值），請上下移動滑鼠。若要變更對比度（視窗寬度值），請左右移動滑鼠。若要確保只有亮度值改變，請按下 Ctrl 並向上或向下移動滑鼠。若要確保只有對比度值改變，請按 Ctrl 並將滑鼠從一邊向另一邊移動。
5. 若要確認視窗值，請在您所需的亮度和對比度位置上按一下。

左旋影像 90°


1. 必要時，選取要旋轉的影像或序列。
2. 從「影像」區域頂端工具列的「幾何」按鈕選單中，選取「左旋」。
3. 如有必要，可將範圍變更為影像、序列或檢查。
4. 按一下要旋轉的影像。

將一個檢查中的影像分離到另一個檢查


1. 在「清單」區域中，使用「進階搜尋」功能來尋找要分離的檢查。
2. 從「進階搜尋」列選單  中，選取「分離」。
3. 選取「RIS 醫囑」、「PACS 檢查」或建立「新檢查」。
4. 輸入或選取一個「搜尋前...天」值。
5. 按一下「搜尋」。
6. 從「分離」搜尋結果中，選取要和檢查影像連結的醫囑。
7. 按一下「分離」。
8. 「影像」區域中會出現一個浮動式「分離」選項盤，其中顯示醫囑及「分段」和「取消」按鈕。醫囑前面會出現一個符號。任何無法顯示的 DICOM 物件都會顯示在此處。
9. 在「分離」選項盤中選取醫囑。

10. 按一下要連結選定醫囑的檢查影像。
11. 在「分離」選項盤中，按一下「分離」。

將多個檢查合併成單個檢查

1. 在「清單」區域中，使用「進階搜尋」功能來尋找要合併的檢查。
2. 從搜尋結果中選取要合併的檢查。
3. 從「進階搜尋」列選單  中，選取「合併」。
4. 若所選檢查不屬同一名病患，系統會顯示一則警告訊息。按一下「確定」。
5. 在「合併」對話方塊中，選取想要作為影像合併目的地的檢查。
6. 按一下「合併」。
7. 若合併成功，系統會顯示一個指出合併成功的對話方塊。按一下「確定」。

將一個檢查分段成多個檢查

1. 在「清單」區域中，使用「進階搜尋」功能來尋找要分段的檢查。
2. 從搜尋結果中選取要分段的檢查。
3. 從「進階搜尋」列選單  中選取「分段」。
4. 輸入或選取一個「搜尋前...天」值。
5. 按一下「搜尋」。
6. 從「分段」搜尋結果中，選取所有要和檢查影像連結的醫囑。
7. 按一下「分段」。
8. 從「分段」選項盤中，選取一個要連結檢查影像的醫囑。
9. 按一下要連結選定醫囑的檢查影像。
10. 按一下「分段」。

鍵盤快捷鍵：清單區域

到	按
開啟「知識庫」。	F1

常用影像操控工具

按鈕	名稱	使用
	水平翻轉	沿水平軸旋轉影像
	垂直翻轉	沿垂直軸旋轉影像
	測量角度	在影像中測量角度
	標示註解	將文字加入影像
	量尺標示	測量影像上兩點間的距離
	橢圓形範圍標示	測量影像上的橢圓形區域
	不規則形標示	使用自訂多邊形測量影像區域
	矩形標示	測量影像的矩形範圍
	旋轉 180 度	將影像旋轉 180 度
	左旋	將影像往左旋轉 90 度
	右旋	將影像往右旋轉 90 度
	Volume Viewing	將序列啟動到「Volume Viewing」視窗，以便進行 MIP、MPR 及 (若已獲得授權) 3D 分析
	視窗值	變更影像亮度和對比度
	放大縮小	逐漸放大或縮小影像

鍵盤快捷鍵：影像區域

若要	按
往前導覽至檢查中的下一頁、下一張影像或下一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Down *
往後導覽至檢查中的上一頁、上一張影像或上一個標籤(視「按工具瀏覽」的狀態而定)。	Page Up *
往前導覽至循環清單中的下一個病患，或開啟病患檢查。	向右箭頭
往後導覽至循環清單中的上一個病患，或開啟病患檢查。	向左箭頭
導覽至序列的第一張影像。	主介面
往前導覽至目前病患的下一個檢查。	向上箭頭
往後導覽至目前病患的上一個檢查。	向下箭頭
導覽至序列的最後一張影像。	結束
依定位影像切片導覽時，返回第一個畫面。	主介面
在「放大縮小」工具內放大影像。	Page Up *
在「放大縮小」工具內縮小影像。	Page Down *
在「放大縮小」工具內回復原始放大比率。	主介面
使用「放大鏡」工具增加放大比率。	Page Up **
使用「放大鏡」工具降低放大比率。	Page Down **
回復「放大鏡」工具的原始放大比率。	主介面
開啟「自訂」對話方塊。	F12
開啟 IMPAX 6.5.1 用戶端 知識庫。	F1