


IMPAX 6.5.1 Gyors útmutató: IMPAX RIS (Jelentéskészítés) Rendszergazdák


Az IMPAX RIS Kliens konfigurálása

1. Állítsa be a TEXTAREA.DISABLE_ONLINE paramétert **1** értékűre.
2. Állítsa be a TEXTAREA.DISABLE_ONLINE paramétert **1** értékűre.
3. Igény szerint állítsa be az IMPAX RIS többi paraméterét.

IMPAX RIS felhasználók leképezése IMPAX felhasználókra

1. A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Felhasználók és szerepek** elemet.
2. A navigációs ablaktáblában jelölje ki a kívánt felhasználót.
3. A Részletek ablaktáblában nyissa meg a **Felhasználó** eszköztárat.
4. Nyissa meg a **Leképezés** fület.
5. Az **Agfa RIS Felhasználói azonosító** mezőbe írja be az IMPAX RIS felhasználói azonosítót.
6. Kattintson az **Alkalmaz** gombra.


Diktálási jogosultságok meghatározása az IMPAX rendszerben az IMPAX Reporting (Jelentéskészítés) alkalmazáshoz

1. A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Felhasználók és szerepek** elemet.
2. A navigációs ablaktáblában válassza ki a konfigurálni kívánt szerepet.
3. A részletek ablaktáblában nyissa meg a **Jogosultságok** eszköztárat.
4. Nyissa meg a **Vizsgálaton alapuló** fület.
5. Az "Ilyen jogosultsághoz:" ponton belül válasszon ki egy jogosultságot a listáról.


6. A Műveletek hozzárendelése innen: listában válassza ki a **PACSKliens** elemet.
7. A Műveletek pont alatt válassza ki, mely jogosultságokat szeretné hozzárendelni a vizsgálathoz.

A **Vizsgálatok diktálása radiológusként** vagy a **Vizsgálatok diktálása rezidensként** elemeket ki kell jelölni ahhoz, hogy a felhasználó új jelentést indíthasson az IMPAX Kliensen.

Állomások konfigurálása az IMPAX RIS és IMPAX adatbázisokból történő adat-visszakereséshez

1. A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki az **Állomások** pontot.
2. Az **Internet** állomástárolóban lévő összes állomást húzza át az **IMPAX RIS** állomástárolóba.
3. Válassza ki az **IMPAX RIS** állomástárolót.
4. Nyissa meg a **Hozzáférés szolgáltatásokhoz** fület.
5. Törölje az **mvf** karaktersort a kapcsolódó webes szolgáltatások URL-jei közül.

A Szöveges területen vizsgálat megnyitásakor megjelenítendő tartalom meghatározása

1. A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Preferenciák** pontot.
2. A Konfigurációs területen a navigációs ablaktáblában válasszon ki egy szerepet vagy felhasználót.
3. A részletek ablaktáblában nyissa meg a **Szöveges terület** sávot.
4. Váltson át a **Viselkedés** fülre.


5. A **Vizsgálathoz tartozik jelentés** című részben jelölje ki, hogy mi jelenjen meg a Szöveges területen valamely vizsgálat megnyitásakor.
6. Ha a **Jelentés megjelenítése** opciót választja, meg kell határozni, hogy alapértelmezés szerint melyik jelentéstípust kell megjeleníteni.
7. A *vizsgálathoz nem tartozik jelentés* című részben jelölje ki, hogy mi jelenjen meg a Szöveges területen, amikor jelentéssel nem rendelkező vizsgálatot nyit meg.
8. Ha az 5., illetve a 7. lépésben a **Beolvasás megjelenítése** vagy a **Kérdezz-felelek megjelenítése** opciót választotta, akkor a *Ha nem áll rendelkezésre beolvasás vagy kérdezz-felelek* részben válassza ki, hogy mi jelenjen meg a Szöveges területen olyan vizsgálat megnyitásakor, amelyhez nem tartozik beolvasás vagy kérdezz-felelek.
9. A Konfigurációs területen a változásokat a rendszer a kontextusok közötti átváltáskor automatikusan elmenti.

Az IMPAX Reporting (Jelentéskészítés) kiválasztása diktálásra


1. A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Preferenciák** pontot.
2. A Konfigurációs területen a navigációs ablaktáblában válasszon ki egy szerepet vagy felhasználót.
3. A részletek ablaktáblában nyissa meg a **Szöveges terület** sávot.
4. A Jelentéskészítés fülben válassza ki az **IMPAX Reporting** pontot (az IMPAX Reporting (Jelentéskészítés) alkalmazáshoz).
5. Az **Adatbázis** mezőbe írja be az IMPAX RIS adatbázis nevét.

- Az IMPAX Reporting (Jelentéskészítés) és a beágyazott beszédfelismerés használatához válassza ki az **Jelentések/diktálás készítése IMPAX Reporting segítségével** elemet.
- Az IMPAX Reporting (Jelentéskészítés) opció kiválasztása esetén, a Nuance SpeechMagic InterActive online beszédfelismerés használatához válassza ki a **Használja a beágyazott SpeechMagic InterActive programot beszédfelismeréshez** elemet.
- A Konfigurációs területen a változásokat a rendszer a kontextusok közötti átváltáskor automatikusan elmenti.

A függelékek és állapotsorok helyzetének meghatározása meglévő jelentésekben

- A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Preferenciák** pontot.
- A Konfigurációs területen a navigációs ablaktáblában válasszon ki egy szerepet vagy felhasználót.
- A részletek ablaktáblában nyissa meg a **Szöveges terület** sávot.
- Kapcsoljon át a **Konfigurációs opciók** fülre.
- Állapítsa meg, hogy meglévő jelentéshez hol adtak hozzá függelékot.
- Állapítsa meg, hogy a függelék állapotsora hová kerül.
- A Konfigurációs területen a változásokat a rendszer a kontextusok közötti átváltáskor automatikusan elmenti.

Konfigurációs opciók meghatározása: IMPAX Reporting (Jelentéskészítés)

- A **Konfigurálás** fiókmenüben  válassza ki a **Preferenciák** pontot.
A Listaterületen vagy a Konfigurációs területen belül kattintson a Felhasználói

azonosító menüre , majd válassza ki a **Preferenciák** elemet.

- A Konfigurációs területen a navigációs ablaktáblában válasszon ki egy szerepet vagy felhasználót.
- A részletek ablaktáblában nyissa meg a Szöveges terület sávot.
- Nyissa meg a **Konfigurációs opciók** fület.
- A Microsoft Word alkalmazás Jelentés panelen belüli nézetmódjának meghatározásához válassza ki az alábbi opciók valamelyikét:
- Ha új jelentés létrehozásakor a Radiológus mezőt fel kívánja tölteni a bejelentkezési felhasználói névvel, jelölje be a **Felhasználó hozzárendelése vizsgálat(ok)hoz új jelentések létrehozásakor** jelölőnégyzetet.
- Ha azt szeretné, hogy amikor a felhasználó megtekint egy jelentést, a jelentéshez fűzött megjegyzések automatikusan megjelenjenek, jelölje be a **A jelentéshez tartozó megjegyzés automatikus felbukkanása, ha van** jelölőnégyzetet.
- A szabványszöveg-panel megjelenítéséhez jelölje be a **Szabványszöveg-panel megjelenítése** jelölőnégyzetet.
- A Konfigurációs területen a változásokat a rendszer a kontextusok közötti átváltáskor automatikusan elmenti.
Vagy pedig a Preferenciák párbeszédablakban kattintson az **OK** gombra.

A telepítés és a konfiguráció ellenőrzése: IMPAX Reporting (Jelentéskészítés)

- Nyisson meg egy vizsgálatot.
- A részletek ablaktáblában nyissa meg a Szöveges területet.

- A Szervizablak megnyitásához a Jelentés panelben kattintson a **Szervizablak** gombra. 
- Ellenőrizze, hogy a Szervizablakban lévő összes elem **V** jellel szerepel-e.

Láttamozási munkalisták létrehozása

- A Listaterületen belül kattintson a **Munkalisták** elemre.
- A Munkalista könyvtárban a Standard munkalisták alatt kattintson az **Új** elemre.
- A **Munkalista neve** mezőben írjon be a munkalista céljának megfelelő nevet.
- A **Munkalista típusa** listában válassza ki a **Munkalisták láttamozása** elemet.
- Nyissa meg a **Szervezés** fület, majd válasszon ki a szerephierarchiában egy helyet a munkalistának.
- Nyissa meg az **Orvosok** fület, majd válassza ki azt a radiológust vagy radiológusokat (a **Shift** és **Ctrl** billentyűkkel), akik ezt a munkalistát használják a jelentések láttamozása céljából.
- Kattintson az **OK** gombra.

Helyettesítői láttamozási munkalisták létrehozása

- A Listaterületen belül kattintson a **Munkalisták** elemre.
- A Munkalista könyvtárban a Standard munkalisták alatt kattintson az **Új** elemre.
- A **Munkalista neve** mezőben írjon be a munkalista céljának megfelelő nevet.
- A **Munkalista típusa** listában válassza ki a **Munkalisták láttamozása** elemet.
- Nyissa meg a **Szervezés** fület, majd válasszon ki egy helyet a munkalistának a szerephierarchiában.
- Váltson át az **Orvosok** fülre, és jelölje be a **Helyettesítői láttamozás** jelölőnégyzetet.

7. Jelölje ki azt a radiológust, akire a helyettesítói láttamozási munkalista vonatkozik.
8. Kattintson az **OK** gombra.

Hírfolyam-munkalista gomb hozzáadása a Listaterülethez

1. A Listaterületen belül kattintson a jobb egérgombbal a Varázsló eszköztárra, majd válassza ki az **Új** elemet.
2. A Varázslók párbeszédablakban a **Varázsló neve** mezőbe írja be az új hírfolyam-varázsló nevét.
3. A **Kijelzett szöveg** mezőbe írja be a varázsló gombon megjeleníteni kívánt szöveget.
4. Az **Elemleírás** mezőbe írja be azt a magyarázó szöveget, amely akkor jelenik meg, amikor a kurzort a varázsló gomb fölé viszi.
5. A **Szkript** mezőbe írja be (vagy másolja be a minta szkriptről) a futtatni kívánt szkriptet.
6. A szkript-szintaxis helyességének ellenőrzéséhez kattintson a **Teszt** gombra.
7. Amikor kész van, kattintson az **OK** gombra.