

IMPAX 6.5.1 Snabbpreferens: Sök

Söka efter studier med funktionen Sök

1. Expandera fältet **Sök** i listområdet genom att klicka på det.
2. För att visa ytterligare sökvillkor högerklickar du för att gå till dialogrutan Konfigurera.
3. Begränsa sökningen genom att skriva eller välja sökalternativ.
4. Om du vill lägga till dessa resultat till föregående sökresultat, markerar du kryssrutan **Lägg till resultatet till senaste sökning**.
5. Välj en annan plats att söka vid behov.
6. Klicka på **Sök**.

Söka efter patienter med funktionen Sök

1. Expandera fältet **Sök** i listområdet genom att klicka på det.
2. Ange patientens namn i Efter- och Förnamnsfältet.
Eller ange **patientens ID** i fältet Patient-ID eller Globalt patient-ID.
3. Välj **Valfritt** från aktuell plats för patienten.
4. Om du vill kan du även välja ett datum att söka på.
5. Klicka på **Sök**.

Välja ett datum att söka på

1. Välj **Inom senaste** eller **Äldre än** i listan med datumvillkor.
2. Ange eller välj ett nummer i dialogrutan Sök.
3. Klicka på enhetsknappen och välj **Timmar, Dagar, Veckor, Månader** eller **År**.
4. Klicka på **OK**.

Sökning efter studier på specifika datum

1. Gå till listan med datumvillkor under Sök eller Avancerad sökning och välj **Valfritt datum, Idag** eller **Igår**.
eller

Välj **Exakt matchning**. Klicka på listpilen i dialogrutan Sök. Gå till önskat datum i kalendern och klicka på det. Klicka på **OK**.

Sökning mellan två datum


1. Välj **Mellan** i listan med datumvillkor.
2. Välj listan **Från** i dialogrutan Sök och klicka på önskat datum i kalendern.
3. Välj listan **Till** och klicka på önskat datum i kalendern.
4. Klicka på **OK**.

Lägga till sökresultat till föregående sökning

1. Begränsa sökningen genom att skriva eller välja sökalternativ.
2. Klicka på **Sök**.
3. Ändra vid behov sökalternativen.
4. Markera kryssrutan **Lägg till resultatet till senaste sökning** i Sökområdet.
5. Klicka på **Sök** igen.

Konfigurera sökning

1. Högerklicka på Sökresultatets kolumnrubrik.
2. Högerklicka på en kolumnrubrik för att visa paletten Anpassa.
3. Lägg till eller ta bort kolumner vid behov.
4. Ordna om kolumner vid behov.
5. Avmarkera kryssrutan **Autostorlek** för att inaktivera automatisk kolumnstorlek.

6. Stäng dialogrutan Anpassa när det är klart.


Söktips

- Använd jokertecknet * (asterisk) bland sökvärdena om du vill öka chanserna att hitta det du söker. Om du t.ex. anger 4*3 i fältet för patient-ID, hittas alla patienter vilkas ID:n börjar med 4 och även innehåller 3. Jokertecknet kan användas i början eller i mitten av söksträngen. Sökfunktionen placerar automatiskt en asterisk i slutet av sökkriteriet.
- Din systemadministratör ställer in maximalt antal studier som visas. Om antalet studier som hittas (visas i sökfältet) överstiger det förutbestämda antalet, begränsar du sökningen genom att förfina sökkriterierna och söker igen.
- Det går inte att använda obegränsad sökning utan kriterier. Om du väljer **Valfritt** för Studiedatum måste du även välja ett annat sökkriterium.
- Om du behöver utföra mer komplexa sökningar kan du kontakta PACS-administratören för att få tillgång till funktionen Avancerad sökning.
- Institutionen kan sökas manuellt genom att vänsterklicka på länken **Hitta andra studier** i Studielistan.

Sökalternativ

Kriterier	Beskrivning
Säkerhetsnummer	Skriv det säkerhetsnummer som hör till en studie för patienten.
Kroppsdelen	Välj den kroppsdelen som studien avser eller välj Valfritt .
Kommentarer innehåller	Skriv en valfri del av studiekommentarerna. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Studiekommentarer.
Aktuell patientplats	Skriv eller välj aktuell plats för patienten eller välj Redigera... för att öppna Redigera favoritsökobjekt Välj aktuell plats för patienten från listan och klicka på OK .
Avdelning	Skriv eller välj den avdelning där studien utfördes eller välj ... (tre punkter) om du vill öppna dialogrutan Välj sökfavoriter. Välj avdelningen från listan och klicka på OK .
Beskrivning innehåller	Skriv in en del av studiebeskrivningen. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Studiebeskrivning.
Globalt patient-ID	Ange hela eller del av patientens Globala patient-ID. En patient kan ha flera patient-ID i olika informationssystem inom institutionen. Med ett globalt patient-ID kan du koppla ihop dessa olika ID med en identifiering som inte ändras för patienten och som aldrig används för andra patienter.
Institution	Välj namnet på den institution där studien utfördes eller välj ... (tre punkter) om du vill öppna Favoritdialogrutan. Välj institutionen från listan och klicka på OK .
Nyckelbildtitel	Ange eller välj en Nyckelbildtitel från listan som nyckelbilderna är inordnade under.
Nyckelord	Skriv eller välj ett nyckelord som har associerats med studien i listan.

Kriterier	Beskrivning
Modalitet	Välj den modalitetstyp som du vill söka efter eller välj Valfri . Använd inte Modalitet som sökalternativ i multipla IMPAX-klusterkonfigurationer, där IMPAX Data Center tjänar som centralarkiv.
Operatör	Skriv hela eller en del av namnet på den operatör som utförde studien.
Andra patient-ID	Skriv hela eller en del av ett alternativt patient-ID.
Patientens ålder	Välj patientens ålder när studien utfördes. Ange parametrarna i dialogrutan Kriterier och klicka på OK . Klicka på knappen enheter för att växla mellan Timmar, Dagar, Veckor, Månader och År. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Patientens ålder vid hämtningen.
Patientens födelsedatum	Ange eller välj från kalendern det datum som sökningen ska ske inom eller välj Valfritt datum . Rödmarkerad text anger ett ogiltigt datum. Om du väljer Valfritt datum måste du även välja ett annat sökkriterium. Det går inte att använda obegränsad sökning.
Patientbakgrund innehåller	Skriv hela eller en del av Patientbakgrunden. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Ytterligare patientbakgrund.
Patient-ID	Ange patient-ID.
Patientens Efter- och Förnamn	Skriv hela eller en del av patientens namn. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Patientens namn.
Patientens kön	Valfri, Man, Kvinna, Annat
Undersökningsläkare	Välj eller skriv hela eller en del av undersökningsläkarens namn eller välj ... (tre punkter) om du vill öppna dialogrutan Välj sökfavoriter.

Kriterier	Beskrivning
	Välj undersökningsläkaren från listan och klicka på OK .
Procedurkoden innehåller	Skriv hela eller en del av texten för den begärda proceduren. I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Begärd procedur.
Radiolog	Välj eller skriv hela eller en del av namnet på den radiolog som dikterade studien eller välj ... om du vill öppna dialogrutan Välj sökfavoriter. Välj radiolog från listan och klicka på OK .
Remitterande läkare	Välj eller skriv hela eller en del av den remitterande läkarens namn eller välj ... om du vill öppna dialogrutan Välj sökfavoriter. Välj den remitterande läkaren från listan och klicka på OK .
Beställande läkare	Välj eller skriv hela eller en del av den beställande läkarens namn eller välj ... (tre punkter) om du vill öppna dialogrutan Välj sökfavoriter. Välj den beställande läkaren i listan och klicka på OK .
Beställande enhet	Skriv hela eller en del av namnet på den avdelning som beställde studien.
Specialitet	Välj en specialitet i listan, exempelvis Huvud, Lunga, Helkropp, Neuro, o.s.v. Använd inte Specialitet som sökalternativ i multipla IMPAX-klusterkonfigurationer, där IMPAX Data Center tjänar som centralarkiv.
Status	Välj status för studien: <ul style="list-style-type: none"> • valfri(tt) • ny(tt) • traineediktering har påbörjats • dikterad av trainee • diktering påbörjad

Kriterier	Beskrivning
	<ul style="list-style-type: none"> • dikterad • utlåtande skapat • godkänd <p>Använd inte Status som sökalternativ i multipla IMPAX-klusterkonfigurationer, där IMPAX Data Center tjänar som centralarkiv.</p>
Studiedatum	<p>Välj ett datum som du vill söka inom eller välj Valfritt. Om du väljer Valfritt måste du även välja ett annat sökkriterium. Det går inte att använda obegränsad sökning.</p> <p>Sökkriteriet Valfritt bibehålls inte mellan inloggningar för samma användare eftersom det kan ge för många sökresultat. Om du väljer Valfritt, kommer standardvärdet för Studiedatum att visas nästa gång du loggar in.</p>
Besöksnummer innehåller	<p>Skriv hela eller del av numret, vilket söker efter studier baserat på hur många gånger patienten har besökt avdelningen, besöket för den aktuella studien inräknat.</p> <p>I dialogrutan Konfigurera benämns detta alternativ som Avdelningsbesök nummer.</p>